

**** MONITOR APNEAS ****

Funciones:	<ul style="list-style-type: none">- Un monitor de apnea de uso es una máquina portátil empleada para vigilar el ritmo cardiaco y la respiración de un bebé después de su salida del hospital para su casa. Se emplean para prevenir el síndrome de la muerte súbita en bebés cuando estos nacen con algún problema o tienen algún antecedente familiar de dicha muerte súbita. - No es un equipo de soporte vital . Actúa como una caja de alarmas que funcionan cuando se alcanzan los niveles prefijados por los pediatras prescriptores. - Solo monitoriza al bebe su frecuencia cardiaca , su frecuencia respiratoria y tiempo de apnea. - Los padres o cuidadores deben de estar aleccionados por los prescriptores en como actuar en caso de accionarse las alarmas. - En caso de accionarse las alarmas por avería ó mal funcionamiento ponerse en contacto con nuestro servicio de enfermería. - Los padres o cuidadores del bebe deben de tener y estar aleccionados en el uso de un resucitador pediátrico (ambu).
Accesorios:	<ul style="list-style-type: none">- Equipo.- Sensores de banda ó electrodos.

Problema	Solución
NO LEE.	- Deterioro del sensor / mala señal.
PILOTO ENCENDIDO	- Memoria llena o sensor deteriorado.